

## Bonnes pratiques de prélèvement d'hémoculture en néonatalogie

« Pour plus de bactériémies détectées  
et moins de contaminations »



Hygiène des mains  
par friction



Antiseptie en 4 ou 5 temps



Hygiène des mains  
par friction



Désinfection du bouchon avec un antiseptique alcoolique  
Prélèvement unique à la seringue avec un volume suffisant (au moins 1 ml)  
Privilégier la ponction veineuse directe  
Toujours remplir le flacon d'hémoculture en premier

Utilisation d'une tulipe avec dispositif de transfert

Port de gants à usage unique non stériles

Élimination immédiate de l'aiguille dans un conteneur OPCT

Acheminement rapide au laboratoire  
Traçabilité du prélèvement dans le dossier de soins